


Turbosonic®



Gesundheit

Wellness

Antiaging

Rehabilitation

Fitness

Die neue Dimension der Ganzkörpervibration

Das Funktionsprinzip

Patentierte Innovation


Der Turbosonic® Trainer nutzt als einziges Gerät die patentierte Technologie der Vibrationserzeugung mittels Schallwellen, vergleichbar mit einem extrem leistungsfähigen Lautsprecher. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Prinzipien der Schwingungserzeugung mittels Elektromotoren lassen sich damit grosse Vorteile erzielen und der Einsatzbereich des Vibrationsgerätes drastisch erweitern.



- **Geräuscharm**
Durch den Wegfall der mechanischen Kraftübertragung ist der Turbosonic® Trainer das leiseste auf dem Markt erhältliche Gerät.

Technologie im Vergleich

Die Sonic-Technologie deckt den gesamten roten Bereich von Frequenz und Intensität stufenlos ab.



Technologie des Mitbewerbs

Wippen-Modelle (*blau*) decken die wichtigen niedrigen Frequenzen ab, allerdings mit einer geringen Intensität. Die Intensität ist nicht einstellbar.

Vibrationsmotoren (*grün*) sind bezüglich der Intensität fix und bringen die Leistung erst bei hohen Frequenzen.



- **Sehr tiefe Frequenzen**
Tiefe Frequenzen nützen mehr als hohe Frequenzen und lassen sich nur mit der Sonic-Technologie in der notwendigen Intensität erzeugen.
- **Stufenlos regelbare Intensität**
Die Sonic-Technologie ermöglicht als einzige, die stufenlose Regelung der Intensität und ermöglicht damit den Einsatz in der Rehabilitation und bei Menschen, die in der Beweglichkeit eingeschränkt sind.
- **Präzise, gedämpfte vertikale Schwingungen**
Konstruktionsbedingt erfolgen die Vibrationen genau in vertikaler Richtung und natürlich gedämpft, wodurch bekannte Nebenwirkungen des Vibrationstrainings, wie etwa Übelkeit, eliminiert werden.
- **Zuverlässig und langlebig**
Konstruktionsbedingt entfällt mechanischer Abrieb, was sich äusserst positiv auf die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auswirkt.




Turbosonic®

Die Anwendungen

Der Turbosonic® Trainer ist das perfekte, innovative Sonic Ganzkörpervibrationsgerät, einzusetzen als:

- Trainingsgerät für moderne Menschen die trainieren müssen
- Schönheitssystem für Frauen die den Fettstoffwechsel und die Hautalterung positiv beeinflussen wollen
- Behandlungsgerät für Patienten in Rehabilitation oder zur Schmerzlinderung



Für ein angenehmes und entspanntes Leben

- Verbesserung bei und Prävention von Gelenkproblemen mittels Aktivierung des Muskelgewebes
- Effektive Vorbeugung gegen Osteoporose und Erhöhung der Knochendichte
- Effektiv bei Altersbeschwerden und Problemen in den Wechseljahren
- Verringert Verspannungen von Fussgelenken, Knien, Hüft- und Nackenbereich und lindert chronische Gelenkschmerzen
- Hilft bei der Wiederherstellung der Muskelkraft und Dehnbarkeit nach Operationen
- Unterstützt die Rehabilitation bei Behinderungen und nach einem Schlaganfall



Für ein aktives und zufriedenes Leben

- Überraschender Dehnungseffekt als Vorbereitung für ein weiterführendes Training
- Krafttraining durch Muskelstimulation mit nachhaltiger Muskelstärkung
- Erhöht die Beweglichkeit und Flexibilität der Gelenke
- Übungseffekt ohne Belastung der Gelenke, Sehnen und Bänder
- Stellt die Elastizität der Muskeln und der Haut wieder her
- Verstärkt die Basis der physischen Kraft, also Beweglichkeit, Muskelkraft und Ausdauer; zudem wird die Bildung von Wachstumshormonen angeregt
- Prävention für Muskelprobleme und Ermüdungen mittels rhythmischer Kontraktion und Entspannung der Muskeln

Für ein schönes Leben

- Ermöglicht das gleichzeitige sauerstoffaufnehmende und sauerstoffverbrauchende Training
 - Hilft Cellulitis zu reduzieren durch Verbesserung der Zirkulation der Lymphe und des Blutes
 - Steigerung des Wohlbefindens durch Aktivierung der Darmbewegung
 - Verbessert die Elastizität geschwächter Muskeln und der Haut
 - Gezieltes Training durch verschiedene Übungsmethoden
 - Reduktion des Körperfettanteils durch Muskeltraining
- Ein grosser Beitrag für ein aktives Antiaging



Gezielte Schallwellenvibration auf den Punkt

Die neue Dimension ...

... in der Gesundheitsförderung

Turbosonic® ermöglicht die erste sichere und wirkungsvolle Art, den menschlichen Zellstoffwechsel anzuregen.

Diese neue Technologie beschleunigt die natürliche Heilung des Körpers, erhöht die zelluläre Sauerstoffaufnahme, verbessert die zelluläre Nährstoffaufnahme, verbessert den intrazellulären Flüssigkeitshaushalt und erleichtert die zelluläre Abfallbeseitigung.

Infolgedessen sind die neuen Zellen elastischer, anpassungsfähiger und arbeiten zusammen für einen gesünderen und langlebigen Körper.

Die 75 ~ 100 trillionen Zellen im menschlichen Körper werden in einem Lebenszyklus, der je nach dem in der DNA vorgegebenen Replikationsschema von zwei Wochen bis sieben Jahre dauern kann, aufgebaut, verwendet und ersetzt.

Degenerative Krankheitszustände, beschleunigtes Altern und alle verminderten Kapazitäten können einer unzulänglichen zellulären Stimulation zugeschrieben werden.

Während die lebende Zelle mit ungenügender Nährstoffversorgung kämpft, fördern tiefer Sauerstoffgehalt, Giftstoffe aus der Umgebung und Stauungen des lymphatischen Abflusses die Entwicklung von Krankheitszuständen, verhindern die Genesung und verkürzen die Lebenserwartung.

Turbosonic® Trainer helfen diesen Prozess zu bremsen, ja können ihn sogar umkehren.

... in der Einfachheit

Noch nie war es so einfach zu Trainieren und einen bleibenden Effekt für die Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden sowie für die Fitness zu erzielen.


- Schon 10 Minuten täglich garantieren einen nachhaltigen Erfolg und spürbare Verbesserungen.
- Eine einzige Trainingseinheit steigert die Ausschüttung von wichtigen Hormonen wie:
 - Testosteron um 7 %
 - Wachstumshormon um 460 %
- Im Gegenzug reduzieren sich in ebenfalls nur einer Trainingseinheit die Stresshormone um bis zu einem Drittel !
- Für den Trainingseffekt genügt das aufrechte Stehen auf der Platte, also ohne zusätzliche gymnastische Übungen.
- Sie benötigen keinen Trainingsanzug, das Training lässt sich in der normalen Strassenkleidung absolvieren.
- Bedingt durch die stufenlose Intensität sind die möglichen Kontraindikationen minimal. Jedermann kann das Gerät problemlos nutzen.



Deluxe

Professional

X7



Frequenzbereich	6 - 25 sowie 25 - 45 Hz.	3 - 25 sowie 25 - 50 Hz.	3 - 25 sowie 25 - 50 Hz.
Max. Belastung auf der Platte	180 kg	220 kg	230 kg
Stromanschluss	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.
Leistungsaufnahme	300 Watt	500 Watt	500 Watt
Hi-End Turbo System	1 mal 260 mm Ø	2 mal 216 mm Ø	2 mal 216 mm Ø
Abmessungen Breite, Tiefe, Höhe	650 x 720 x 1400 mm	700 x 820 x 1450 mm	903 x 1000 x 1600 mm
Gewicht	Bedieneinheit 35 kg Platte 91 kg	Bedieneinheit 39 kg Platte 110 kg	Bedieneinheit 31 kg Platte 132 kg
Anzahl Trainingsprogramme	manuell 7 automatisch	manuell 7 automatisch	manuell 10 automatisch
Temperaturbereich	0 - 40 °C	0 - 40 °C	0 - 40 °C
Feuchtigkeitsbereich	0 - 82 %	0 - 82 %	0 - 82 %
Oberfläche	Pulverbeschichtung	Pulverbeschichtung metallic	Pulverbeschichtung metallic
Farbe	Weiss	Silber Weinrot	Silber Hellblau Gold

Typische Einsatzbereiche

Wellnessoasen
Physiotherapiepraxen
Schönheitsfarmen
Heimanwendung

Rehakliniken
Physiotherapiepraxen
Fitnessstudios
Heimanwendung
Dauerbetrieb, hohe Last

Wie bei Typ "Professional"
Wo genügend Platz vorhanden ist und nach Design verlangt wird !

Zertifizierungen / Registrationen



Die Sonic-Technologie ist mittels US-Patenten weltweit geschützt

Die Einsatzbereiche des Turbosonic® - Trainers

Rehabilitation

Reha-Kliniken - Sportkliniken
Pflegeheime - Therapiepraxen

Fitness

Trainingscenter - Sportverbände - Sportclubs
Einzelsportler - Firmensport



Der Turbosonic® Trainer lässt sich in einem sehr breiten Spektrum für die verschiedensten Anwendungen und Zielgruppen einsetzen.

Lassen Sie sich den Turbosonic® Trainer live demonstrieren und spüren Sie die Wirkung auf Ihren Körper und den Unterschied zu herkömmlichen Geräten.

Wellness / Beauty / Antiaging

Seniorenresidenzen - Kongresscenter
Hotel's - SPA's - Schönheitsfarmen

Privatpersonen

Wellness - Lifestyle - Übergewicht
Beauty - Gesundheit - Fitness

Hersteller

TS Korea Co., Ltd.
Seoul, Südkorea

Distribution für die Länder
D, A, CH, FL, B, NL und L

Imporex AG
CH - 8302 Kloten

Lokaler Vertriebspartner

Imporex AG

Steinackerstrasse 29
CH - 8302 Kloten

Telefon: +41 44 814 11 44
Telefax: +41 44 815 22 88
Internet: www.imporex.ch

www.turbosonic.ch

Imporex  ag